

Anfragebogen für kundenspezifische Permeationsröhrchen zur Gerätekalibrierung

Wir freuen uns über Ihr Interesse an einer unserer Permeationsröhrchen zur Gerätekalibrierung. Die Messeinheit wird nach Erreichen des stationären Zustandes bei definierten Parametern (Druck, Temperatur und Substanz) konstante Durchflussraten liefern und somit zur Eichung von Geräten verwendet werden können. Um Ihnen ein präzises Angebot machen zu können bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Ansprechpartner

Name
Firma
Telefon
E-Mail
Fax
Adresse

Angaben zur Messeinheit

Testsubstanz		
Konzentration		Menge absolut
Maximale Außenmaße		
Minimale Lebensdauer		
	Einweg	Wiederbefüllbar
Ist eine bestimmte Solltemperatur festgelegt?	Nein Ja:	
Anwendung der Messeinheit	MS-Kalibrierung Sonstiges	GC-Kalibrierung

Gewünschter Service

Wir befüllen Ihr Permeationsröhrchen, bestimmen individuell die Testsubstanzzangabe und liefern mit Prüfzertifikat.

Angebot über Permeationseinheit

Zelle Bitte wählen Glas
 Stahl
 Fluoriertes Polymer

Steuerung des Spülgas-Flusses

Messmaterialien

Messen Permeationsrate (200€ - 500€ + Chemikalien), kann nur entfallen wenn die Permeationsrate bekannt ist

Lieferbedingungen

Lieferung gewünscht bis Format: (TT.MM.JJJJ)

Art der Lieferung Paketdienst Luftpost
 Sonstige

Preisvorstellung (€) bis

Zahlungsweg Vorkasse Rechnung Skonto

Zusendung eines Angebots bis Format: (TT.MM.JJJJ)

Per E-Mail
 Fax
 Post

Rückruf zur technischen Beratung
Mehr Informationen
Sonstiges